

Link do produktu: <https://5elementum.eu/bandaze-kohezyjne-5e-standard-ciemnozielone-p-30.html>



## Bandaż Kohezyjny 5E Standard 5cm x 4.5m – Ciemnozielony

Cena	<b>3,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod EAN	<b>5905108022143</b>

### Opis produktu

#### Taktyczne wsparcie. Wytrzymałość, która nie uznaje kompromisów.

Poznaj **Bandaż Kohezyjny 5E w kolorze głębokiej, ciemnej zieleni**. To produkt stworzony dla osób, które potrzebują sprzętu do zadań specjalnych. Ciemnozielony splot kojarzy się z naturą, spokojem i profesjonalnym, niemal taktycznym podejściem do ochrony ciała. To idealny wybór dla wspinaczy, podróżników oraz sportowców trenujących w terenie.

#### Dlaczego 5E w kolorze ciemnozielonym to Twój najlepszy wybór?

- **Inteligentna Kohezja:** Przylega wyłącznie do siebie. Zapomnij o bolesnym wyrywaniu włosów przy zdejmowaniu lub kleju brudzącym skórę.
- **Bez nożyczek, bez stresu:** Jesteś w trasie lub na boisku? Ten bandaż oddzielisz rękami dokładnie tam, gdzie chcesz – zarówno wzdłuż, jak i w szerz materiału.
- **Pamięć Napięcia:** W przeciwieństwie do zwykłych bandaży, wersja *Non-Woven Economic* nie luzuje się w trakcie ruchu. Raz założony, trzyma zadany ucisk aż do momentu zdjęcia.
- **Ekonomia i Precyzja:** Pomyliłeś się przy nakładaniu? Spokojnie. Możesz go odkleić i poprawić bez utraty właściwości przylepnych.





Parametr	Specyfikacja
Marka	5F
Materiał	Lateksowa włóknina (Non-Woven Economic)
Gramatura	30 g/m <sup>2</sup>
Wymiar	5 cm x 4.5 m
Kolor	Ciemnozielony

Certyfikaty:



Conformité Européenne - Certyfikaty zgodności CE



Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych - Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I



TÜV SÜD - Potwierdzenie bezpieczeństwa technicznego wyrobów

☐☐ Przykładowe zastosowania (inspiracje):

- **Wspinaczka i Trekking:** Ochrona palców przed otarciami o skały oraz szybka stabilizacja stawów na górskim szlaku.
- **Outdoor i Survival:** Dzięki ciemnej barwie idealnie nadaje się do maskowania i ochrony ekwipunku (np. latarek czy uchwytów narzędzi).
- **Dla Twojego pupila:** Bardzo często wybierany przez właścicieli psów do zabezpieczania łap - kolor jest odporny na zabrudzenia, a materiał nie przykleja się do sierści.



Czytaj więcej

## Informacje szczegółowe o użytkowaniu produktu

### Przewidziane Zastosowanie (Wskazania):

Bandaż kohezyjny to elastyczna opaska podtrzymująca przeznaczona do stosowania zewnętrznego.

Wyrób stosuje się w celu:

- podtrzymywania i zabezpieczania opatrunków pierwotnych (np. gazików, kompresów) na ranach,
- zapewnienia lekkiej kompresji, stabilizacji oraz wsparcia po urazach układu ruchu, takich jak skręcenia czy nacignięcia mięśni,
- mocowania okładów chłodzących lub grzewczych oraz urządzeń medycznych, takich jak szyny unieruchamiające.

### Zalety Wyrobu:

- Posiada właściwości kohezyjne – warstwy bandaża przyklejają się wyjątkowo mocno do siebie (mikrowłókna szepiąją się ze sobą), nie przywierają do skóry, włosów ani odzieży.
- Nie wymaga stosowania dodatkowych zapinek, agrafek ani plastrów mocujących.
- Zapewnia bezbolesne zdejmowanie bez ryzyka wrywania włosów czy uszkodzenia naskórki.
- Przepuszcza powietrze, pozwalając skórze oddychać i zapobiegając jej maceracji.
- Można go łatwo urywać w dłoniach na podłożu (wzdłuż i w poprzek), co ułatwia i przyspiesza aplikację.

### Przeciwwskazania:

- Nie stosować bezpośrednio na otwarte rany, owrzodzenia lub oparzenia. Wyrób jest niejałowy i bezwzględnie wymaga wcześniejszego zabezpieczenia rany sterylnym opatrunkiem.
- [Zostaw ten punkt tylko, jeżeli dany model posiada lateks]: Wyrób zawiera naturalny kauczuk (lateks). Nie stosować u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością lub alergią na ten składnik.

### Ostrzeżenia i Środki Ostrożności:

- Bandaż nie należy owijać zbyt ciasno, aby nie upośledzić krążenia krwi i nie spowodować ucisku nerwów.
- Należy regularnie kontrolować ukrwienie kończyny poniżej założonego opatrunku. W przypadku pojawienia się drętwienia, mrowienia, bólu, zziębnięcia, zasinienia skóry lub narastającego obrzęku, należy natychmiast zdjąć lub poluzować bandaż.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub utrzymywania się objawów niepożądanych, skonsultuj się z personelem medycznym.



Zgodnie z wymogami prawa, każdy poważny incydent związany z wyrobem należy niezwłocznie zgłosić Producentowi, Dystrybutorowi (5E) oraz Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) w Polsce.

## Instrukcja użytkowania

### (Aplikacja i usuwanie):

1. Przygotowanie: Skóra przed aplikacją musi być czysta, odtuszczona (np. przemyta alkoholem) i całkowicie sucha. Głębokie owłosienie należy usunąć, aby zapewnić trwałość aplikacji i zminimalizować ból przy ściąganiu plastra.
2. Aplikacja: Odmierz odpowiednią długość taśmy i zaokrąglij jej rogi (zapobiega to strzępieniu się krawędzi). Końce taśmy (tzw. bazy, około 3-5 cm) zawsze naklejaj bez żadnego nacięgu (0%). Naciąg czyszczyrodkowej dostosuj do rodzaju urazu. Laikom zaleca się wykonanie pierwszej aplikacji pod okiem specjalisty.
3. Aktywacja: Po nałożeniu potrzyj energicznie powierzchnię taśmy dłońmi, aby wytworzone ciepło aktywowało hipoalergiczny klej akrylowy. Unikaj kontaktu taśmy z wodą przez 1 godzinę od aplikacji.
4. Zdejmowanie: Zdejmuj plaster bardzo powoli, rolując go blisko skóry w kierunku zgodnym ze wzrostem włosów. W celu ułatwienia procesu można wcześniej naszczyć taśmę oliwką kosmetyczną (na 15 minut przed demontażem). Nie zrywaj taśmy gwałtownie.

