

Link do produktu: <https://5elementum.eu/bandaze-kohezyjne-5e-standard-niebieskie-p-28.html>

Bandaż Kohezyjny 5E Standard 5cm x 4.5m – Niebieski

Cena	3,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5905108022181

Opis produktu

Chłodna precyzja. Standard higieny i nowoczesnego wsparcia.

Postaw na **niebieski bandaż 5E**, aby poczuć powiew profesjonalizmu. Kolor niebieski jest najczęściej wybieranym kolorem w medycynie sportowej – kojarzy się z czystością, spokojem i merytorycznym podejściem do regeneracji. To ulubieniec pływaków, siatkarzy i pracowników medycznych.

Najważniejsze cechy:

- **Hydrofobowy charakter:** Nylonowo-lateksowa struktura wolniej nasiąka wilgocią, co sprawia, że niebieski bandaż dłużej pozostaje lekki nawet przy intensywnym poceniu.
- **Pewny Chwył:** Często stosowany jako „grip” na rakiety tenisowe czy sprzęt siłowy – niebieska struktura zapewnia idealne tarcie.
- **Szybka aplikacja:** Brak konieczności używania nożyczek pozwala na opatrzenie urazu w kilka sekund, bezpośrednio na parkiecie czy korcie.





Parametr	Specyfikacja
Marka	5E
Materiał	Lateksowa włóknina (Non-Woven Economic)
Gramatura	30 g/m ²
Wymiar	5 cm x 4,5 m
Kolor	Niebieski

Certyfikaty:



Conformité Européenne - Certyfikaty zgodności CE



Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych - Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I



TÜV SÜD - Potwierdzenie bezpieczeństwa technicznego wyrobów

Przykładowe zastosowania (inspiracje):

- **Ochrona palców u siatkarzy:** Skuteczne zabezpieczenie palców przed wybicciem (tzw. buddy taping) podczas bloków i ataków.
- **Zabezpieczenie w gabinecie:** Profesjonalne mocowanie wenflonów lub gazików po zabiegach (kolor zgodny ze standardami medycznymi).
- **Grip sportowy:** Wykorzystywany jako owijka na rakiety tenisowe lub uchwyty sprzętu siłowego, poprawiająca pewność chwytu.



Czytaj więcej

Informacje szczegółowe o użytkowaniu produktu

Przewidziane Zastosowanie (Wskazania):

Bandaż kohezyjny to elastyczna opaska podtrzymująca przeznaczona do stosowania zewnętrznego.

Wyrób stosuje się w celu:

- podtrzymywania i zabezpieczania opatrunków pierwotnych (np. gazików, kompresów) na ranach,
- zapewnienia lekkiej kompresji, stabilizacji oraz wsparcia po urazach układu ruchu, takich jak skręcenia czy nacignięcia mięśni,
- mocowania okładów chłodzących lub grzewczych oraz urządzeń medycznych, takich jak szyny unieruchamiające.

Zalety Wyrobu:

- Posiada właściwości kohezyjne – warstwy bandaża przyklejają się wyjątkowo mocno do siebie (mikrowłókna szepią się ze sobą), nie przywierają do skóry, włosów ani odzieży.
- Nie wymaga stosowania dodatkowych zapinek, agrafek ani plastrów mocujących.
- Zapewnia bezbolesne zdejmowanie bez ryzyka wyrywania włosów czy uszkodzenia naskórka.
- Przepuszcza powietrze, pozwalając skórze oddychać i zapobiegając jej maceracji.
- Można go łatwo urywać w dłońmi na podłożu (wzdłuż i w poprzek), co ułatwia i przyspiesza aplikację.

Przeciwwskazania:

- Nie stosować bezpośrednio na otwarte rany, owrzodzenia lub oparzenia. Wyrób jest niejałowy i bezwzględnie wymaga wcześniejszego zabezpieczenia rany sterylnym opatrunkiem.
- [Zostaw ten punkt tylko, jeśli dany model posiada lateks]: Wyrób zawiera naturalny kauczuk (lateks). Nie stosować u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością lub alergią na ten składnik.

Ostrzeżenia i Środki Ostrożności:

- Bandaż nie należy owijać zbyt ciasno, aby nie upośledzić krążenia krwi i nie spowodować ucisku nerwów.
- Należy regularnie kontrolować ukrwienie kończyny poniżej założonego opatrunku. W przypadku pojawienia się drętwienia, mrowienia, bólu, zziębnięcia, zasinienia skóry lub narastającego obrzęku, należy natychmiast zdjąć lub poluzować bandaż.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub utrzymywania się objawów niepożądanych, skonsultuj się z personelem medycznym.



Zgodnie z wymogami prawa, każdy poważny incydent związany z wyrobem należy niezwłocznie zgłosić Producentowi, Dystrybutorowi (5E) oraz Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) w Polsce.

Instrukcja użytkowania

(Aplikacja i usuwanie):

1. Przygotowanie: Skóra przed aplikacją musi być czysta, odtuszczona (np. przemyta alkoholem) i całkowicie sucha. Głębokie owłosienie należy usunąć, aby zapewnić trwałość aplikacji i zminimalizować ból przy ściąganiu plastra.
2. Aplikacja: Odmierz odpowiednią długość taśmy i zaokrąglij jej rogi (zapobiega to strzępieniu się krawędzi). Końce taśmy (tzw. bazy, około 3-5 cm) zawsze naklejaj bez żadnego nacięgu (0%). Naciąg czynnikiem różnicującym dostosuj do rodzaju urazu. Laikom zaleca się wykonanie pierwszej aplikacji pod okiem specjalisty.
3. Aktywacja: Po nałożeniu potrzyj energicznie powierzchnię taśmy dłońmi, aby wytworzone ciepło aktywowało hipoalergiczny klej akrylowy. Unikaj kontaktu taśmy z wodą przez 1 godzinę od aplikacji.
4. Zdejmowanie: Zdejmuj plaster bardzo powoli, rolując go blisko skóry w kierunku zgodnym ze wzrostem włosów. W celu ułatwienia procesu można wcześniej naszczyć taśmę oliwką kosmetyczną (na 15 minut przed demontażem). Nie zrywaj taśmy gwałtownie.

