

Link do produktu: <https://Selementum.eu/lysoformin-plus-schaum-bezalkoholowa-pianka-do-mycia-i-dezynfekcji-powierzchni-p-125.html>



Lysoformin Plus-Schaum - bezalkoholowa pianka do mycia i dezynfekcji powierzchni

Cena	46,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5902340982198

Opis produktu

Lysoformin Plus-Schaum – bezalkoholowy preparat do mycia i dezynfekcji w pianie

Lysoformin Plus-Schaum to gotowy do użycia, bezalkoholowy środek dezynfekcyjny w formie piany – stworzony z myślą o profesjonalnych gabinetach, salonach i placówkach medycznych, gdzie czystość i bezpieczeństwo są priorytetem. Działa skutecznie już w 5 minut, eliminując bakterie, prątki, grzyby i wirusy – nawet w obecności zanieczyszczeń organicznych.

Co zawiera zestaw / dostępne warianty

- Butelka 1 L z końcówką spieniającą i spryskującą – gotowa do natychmiastowego użycia
- Kanister 5 L – ekonomiczny wybór dla placówek o większym zapotrzebowaniu

Preparat nie wymaga rozcieńczania ani dodatkowego przygotowania.

Jak działa preparat – mechanizm działania i instrukcja użytkowania

Lysoformin Plus-Schaum działa dzięki synergistycznemu połączeniu trzech substancji aktywnych: chlorowodoru poliheksametylenu biguanidyny, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy oraz chlorku didecyldimetyloamonium. Formuła w postaci piany zapewnia równomierne pokrycie dezynfekowanej powierzchni i skuteczne działanie biobójcze.

Instrukcja użytkowania:

- Nanieść preparat bezpośrednio na dezynfekowaną powierzchnię z odległości około 30 cm lub na czystą, suchą ścierekę.
- Dokładnie rozprowadzić środek po całej powierzchni za pomocą ściereczki.
- Odczekać minimum 5 minut – nie wycierać do sucha, pozostawić do wyschnięcia.
- Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy po dezynfekcji dokładnie zmyć wodą pitną.

Korzyści dla użytkownika

- **Szerokie spektrum działania** – skuteczny wobec bakterii, prątków, grzybów i wirusów już po 5 minutach ekspozycji.
- **Bezalkoholowa formuła** – bezpieczna dla szerokiego zakresu materiałów, w tym akrylu, gumy, niklu, miedzi, mosiądzu, aluminium i szkła.
- **Gotowy do użycia** – nie wymaga rozcieńczania ani dodatkowego przygotowania, co oszczędza czas i minimalizuje ryzyko błędów dozowania.
- **Nie wymaga spłukiwania** – po wyschnięciu powierzchnia nie klei się, nie pozostawia smug ani osadów.
- **Świeży zapach** – komfortowe warunki pracy po przeprowadzonej dezynfekcji.
- **Wszechstronność zastosowania** – sprawdza się w salonach fryzjerskich, kosmetycznych, studiach tatuażu, gabinetach lekarskich i fizjoterapeutycznych, pomieszczeniach odnowy biologicznej oraz innych placówkach.



medycznych.

Specyfikacja techniczna

- Producent: Lysoform
- Dostępne pojemności: 1 L (butelka), 5 L (kanister)
- Skład (100 g płynu): 0,18 g chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny, 0,46 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, 0,10 g chlorek didecyldimetyloamonium, substancje pomocnicze
- Postać: gotowa do użycia piana
- Rozcieńczanie: nie rozcieńczać
- Czas działania: minimum 5 minut
- Słukiwanie: nie wymagane (z wyjątkiem powierzchni kontaktujących się z żywnością)

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Producent: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH | Dystrybutor: Acus Med Sp. z o.o. | Podmiot prowadzący reklamę: 5e Michał Klupsz

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1l , 5l

