

Link do produktu: <https://Selementum.eu/mediwipes-dm-premium-medilab-chusteczki-do-dezynfekcji-powierzchni-tuba-100-szt-p-167.html>



Mediawipes DM Premium Medilab – chusteczki do dezynfekcji powierzchni tuba 100 szt.

Cena	19,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5902340985403

Opis produktu

Chusteczki dezynfekujące Mediawipes DM Premium Medilab – bezalkoholowe, 100 szt.

Mediawipes DM Premium Medilab to gotowe do użycia, bezalkoholowe chusteczki dezynfekujące przeznaczone do profesjonalnej higieny powierzchni w gabinetach medycznych, fizjoterapeutycznych, kosmetycznych i stomatologicznych. Skuteczne wobec bakterii, grzybów i szerokiego spektrum wirusów – bez konieczności przygotowywania roztworów.

Co zawiera zestaw

- 1 tuba zawierająca 100 gotowych do użycia chusteczek dezynfekujących
- Szczelne zamknięcie tuby zapobiegające wysychaniu chusteczek

Jak działa produkt – mechanizm działania i instrukcja użytkowania

Aktywnym składnikiem chusteczek Mediawipes DM Premium jest chlorek didecyldimetyloamoni – substancja biobójcza o szerokim spektrum działania. Wykazuje skuteczność bakteriobójczą, drożdżakobójczą oraz aktywność wobec wirusów, w tym: Vaccinia, HBV, HCV, HIV, Herpes, Corona, Rota, Adeno i Noro.

Bezalkoholowa formuła sprawia, że chusteczki są bezpieczne dla delikatnych i elektronicznych powierzchni, które nie mogą być dezynfekowane metodą zanurzenia – takich jak kable, sprzęt medyczny, pasy do masażu czy turbiny stomatologiczne.

Sposób użycia:

- Upewnij się, że powierzchnia jest wolna od większych zabrudzeń mechanicznych.
- Wyjmij chusteczkę z tuby i dokładnie przetrzyj nią dezynfekowaną powierzchnię.
- Nie spłukuj. Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia – minimalny rekomendowany czas kontaktu wynosi 5 minut.
- Po użyciu szczelnie zamknij tubę, aby zapobiec wysychaniu pozostałych chusteczek.

Korzyści dla użytkownika

- **Gotowe do użycia** – bez przygotowywania roztworów, oszczędność czasu w codziennej pracy.
- **Bezpieczne dla wrażliwych powierzchni** – bezalkoholowa formuła nie niszczy elektroniki, tworzyw sztucznych ani delikatnych materiałów.
- **Szerokie spektrum biobójcze** – skuteczne wobec bakterii, drożdżaków i wirusów, w tym HIV, HBV, HCV, Corona i Noro.
- **Nie pozostawiają smug** – idealne do estetycznych przestrzeni pracy, takich jak gabinety kosmetyczne czy recepcje.



- **Trwałe i chłonne** – materiał odporny na rozdzieranie zapewnia wygodę i efektywność przy każdym użyciu.
- **Świeży, neutralny zapach** – zwiększa komfort stosowania przez cały dzień pracy.
- **Ekonomiczne opakowanie** – 100 chusteczek w szczelnej tubie minimalizuje ryzyko wysychania i wydłuża przydatność produktu.

Mediwipes DM Premium sprawdzą się wszędzie tam, gdzie liczy się szybka i skuteczna dezynfekcja: w gabinetach fizjoterapii i masażu, placówkach medycznych i zabiegowych, na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych, w salonach kosmetycznych i tatuażu, laboratoriach, punktach diagnostycznych i stomatologicznych, a także w warunkach domowej opieki nad pacjentem.

Specyfikacja techniczna

- Marka: Medilab
- Forma: tuba
- Ilość w tubie: 100 szt.
- Skład: 100 g płynu zawiera:
- Substancja czynna: 290 mg/g płynu – chlorek didecylodimetyloamoni; 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Producent: Laboratoires Sarbec | Dystrybutor: Acus Med Sp. z o.o. | Podmiot prowadzący reklamę: 5e Michał Klupsz

