

Link do produktu: <https://Selementum.eu/torebki-do-sterylizacji-medibag-medilab-200-szt-p-174.html>



Torebki do sterylizacji Medibag Medilab 200 szt.

Cena	37,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5902340984277

Opis produktu

Torebki do sterylizacji Medibag – samoprzylepne, papierowo-foliowe

Torebki do sterylizacji Medibag to profesjonalne opakowania przeznaczone do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu. Samoprzylepne zamknięcie eliminuje konieczność stosowania zgrzewarki, a wbudowane wskaźniki procesu sterylizacji pozwalają na natychmiastową kontrolę wzrokową każdego pakietu. To niezawodne rozwiązanie dla gabinetów stomatologicznych, kosmetycznych, medycznych i każdego miejsca, gdzie wymagana jest sterylizacja narzędzi.

Co zawiera opakowanie

- 200 samoprzylepnych torebek do sterylizacji Medibag
- Dostępne wymiary: 70×230 mm / 90×135 mm / 90×230 mm / 135×255 mm

Jak działają torebki Medibag – mechanizm i instrukcja użytkowania

Torebki wykonane są z odpornej folii oraz papieru medycznego, które wytrzymują warunki panujące podczas sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Każda torebka wyposażona jest w zewnętrzny i wewnętrzny różowy wskaźnik procesu sterylizacji – po prawidłowym przebiegu procesu wskaźniki zmieniają kolor na czarny. Dodatkowe zgrzewy na krawędziach eliminują pylenie włókien i chronią opakowanie przed uszkodzeniem podczas załadunku.

Krok po kroku – jak używać torebek Medibag:

1. Zdezynfekuj narzędzia w wybranym preparacie dezynfekcyjnym, a następnie dokładnie je wysusz.
2. Włóż narzędzia do torebki – nie powinny się ze sobą stykać, aby zapewnić właściwą cyrkulację pary wodnej.
3. Bezpośrednio przed zamknięciem usuń pasek osłaniający klej.
4. Zegnij wstępnie złożony brzeg papieru i dokładnie zaklej opakowanie.
5. Ułóż pakiety w autoklawie folią skierowaną ku górze. Przy układaniu kilku pakietów na sobie – stroną papierową do siebie.

Uwaga: Torebka powinna być wypełniona maksymalnie w 75%, aby uniknąć jej uszkodzenia podczas sterylizacji. Torebki są wyłącznie jednorazowego użytku. Nie używaj uszkodzonych opakowań. Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, z dala od światła słonecznego. Wysterylizowane pakiety można przechowywać do trzech lat od daty produkcji torebek.

Korzyści dla użytkownika

- **Bez zgrzewarki** – samoprzylepne zamknięcie oszczędza czas i eliminuje potrzebę dodatkowego sprzętu.
- **Szybka kontrola wzrokowa** – wskaźniki zewnętrzny i wewnętrzny zmieniają kolor po sterylizacji, co ułatwia weryfikację pakietów.
- **Łatwa identyfikacja zawartości** – przezroczysta folia pozwala rozpoznać narzędzia bez otwierania op



- **Wygodne otwieranie** – wycięcie na kciuk umieszczone na górze opakowania umożliwia sprawne i bezpieczne otwarcie pakietu.
- **Pełna identyfikowalność** – każda torebka posiada własny numer serii, co ułatwia dokumentację procesów sterylizacji.
- **Instrukcja na opakowaniu** – krok po kroku opisana bezpośrednio na torebce, co minimalizuje ryzyko błędów.
- **Długi okres przechowywania** – wysterylizowane pakiety zachowują sterylność do 3 lat od daty produkcji.

Certyfikaty i wiarygodność

Torebki Medibag zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa dotyczącymi opakowań do sterylizacji.

Specyfikacja techniczna

- Metody sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu
- Materiał: folia + papier medyczny
- Zamknięcie: samoprzylepne (bez zgrzewarki)
- Wskaźniki procesu: zewnętrzny i wewnętrzny (zmiana koloru z różowego na czarny)
- Dostępne wymiary: 70×230 mm / 90×135 mm / 90×230 mm / 135×255 mm
- Ilość w opakowaniu: 200 szt.
- Użytkowanie: jednorazowe
- Przechowywanie wysterylizowanych pakietów: do 3 lat od daty produkcji

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Producent: SterileRight Packaging Mfg Inc. | Dystrybutor: Acus Med Sp. z o.o. | Podmiot prowadzący reklamę: 5e Michał Klupsz

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz Rozmiar: 70 x 230 mm , 90 x 135 mm , 90 x 230 mm

