

Link do produktu: <https://Selementum.eu/acus-med-banki-prozniowe-bezogniowe-z-pompka-w-walizce-zestaw-20-szt-p-184.html>



Acus Med Bańki próżniowe bezogniowe z pompką w walizce | Zestaw 20 szt.

Cena	189,99 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5905123603013

Opis produktu

Bańki próżniowe bezogniowe Acus Med – zestaw 20 szt. z pompką

Zestaw baniek próżniowych Acus Med to bezpieczna i wygodna alternatywa dla tradycyjnych baniek ogniowych. Dzięki ręcznej pompce masz pełną kontrolę nad siłą podciśnienia – bez ognia, bez ryzyka poparzeń. Zróżnicowane rozmiary baniek pozwalają dopasować terapię do różnych partii ciała, a kompaktowa walizka sprawia, że zestaw jest gotowy do użycia zarówno w domu, jak i w gabinecie.

Co zawiera zestaw?

- 20 sztuk baniek próżniowych w różnych rozmiarach
- 12 wymiennych końcówek magnetycznych
- Ręczna pompka do precyzyjnego regulowania podciśnienia
- Solidna walizka do przechowywania i transportu

Jak używać baniek próżniowych?

Bańki próżniowe Acus Med działają na zasadzie podciśnienia wytwarzanego ręczną pompką – bez potrzeby użycia ognia. Pompka pozwala precyzyjnie ustawić siłę zasysania, co jest szczególnie ważne przy terapii osób wrażliwych lub starszych. Bańki można stosować zarówno statycznie (stawianie na ciele), jak i dynamicznie (masaż).

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i przeciwwskazaniami. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

Podczas zabiegu pamiętaj:

- Nie stosuj baniek w okolicy serca, oczu, uszu, nosa, dużych naczyń krwionośnych, brodawek piersiowych, żołądka, żyłaków, na skórze uszkodzonej lub zmienionej chorobowo ani na znamionach barwnikowych.
- Omijaj miejsca „kościste” – wystające części łopatek, kręgosłup, obojczyki, mostek – bańki nie będą odpowiednio zassane i szybko odkleją się od skóry.

Czyszczenie: Po zakończeniu terapii umyj bańki w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń, a następnie wypłucz pod bieżącą wodą. Do dezynfekcji stosuj promieniowanie UV.

Korzyści dla użytkownika

- **Bezpieczeństwo bez kompromisów** – brak ognia eliminuje ryzyko poparzeń i pozwala na samodzielne stosowanie w domu.



- **Pełna kontrola nad zabiegiem** – ręczna pompka umożliwia precyzyjne ustawienie podciśnienia, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wrażliwości skóry.
- **Wszechstronność** – zróżnicowane rozmiary baniek pozwalają na pracę z różnymi partiami ciała, od twarzy po plecy.
- **Wsparcie terapii punktowej** – 12 wymiennych końcówek magnetycznych może wspomagać stymulację punktów akupresurowych.
- **Mobilność** – solidna walizka sprawia, że zestaw jest gotowy do użycia w domu, gabinecie lub w podróży.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania baniek próżniowych w przypadku:

- aktywnych stanów zapalnych skóry (alergicznym, ropnym, grzybiczym),
- skaz krwotocznych i zaburzeń krzepliwości krwi,
- chorób autoimmunologicznych w fazie zaostrzenia,
- nowotworów, gruźlicy, wysokiej gorączki,
- nieustabilizowanego nadciśnienia tętniczego,
- ciąży (bez konsultacji z lekarzem),
- stosowania leków przeciwzakrzepowych (np. aspiryna, acenokumarol) – wymagana konsultacja lekarska.

Parametry:

- **Marka:** Acus Med
- **W zestawie:**
 - 20 szt. baniek próżniowych,
 - końcówki magnetyczne – 12 sztuk,
 - pompka ręczna,
 - praktyczna walizka.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Producent: Acus Med Sp. z o.o. | Dystrybutor: Acus Med Sp. z o.o. | Podmiot prowadzący reklamę: 5e Michał Klupsz

