

Link do produktu: <https://Selementum.eu/acus-med-banki-prozniowe-bezogniowe-z-pompka-zestaw-12-szt-p-182.html>



## Acus Med Bańki próżniowe bezogniowe z pompką | Zestaw 12 szt.

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cena         | <b>64,99 zł</b>      |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b>         |
| Kod EAN      | <b>5905123601675</b> |

### Opis produktu

#### Bańki próżniowe bezogniowe Acus Med z pompką – zestaw 12 sztuk

Profesjonalna terapia podciśnieniowa w zasięgu ręki – w domu i w gabinecie. Zestaw baniek próżniowych Acus Med z pompką to kompletne rozwiązanie dla osób szukających naturalnych metod wspomagania regeneracji, redukcji napięcia mięśniowego i poprawy krążenia. Bezogniowa konstrukcja eliminuje ryzyko związane z tradycyjnymi metodami, a precyzyjna pompka próżniowa zapewnia pełną kontrolę nad intensywnością zabiegu.

#### Co zawiera zestaw?

- 12 sztuk baniek próżniowych w 5 rozmiarach
- Pompka próżniowa
- Wąż o długości 65 cm
- 6 końcówek magnetycznych
- Instrukcja obsługi w języku polskim

#### Jak działają bańki próżniowe Acus Med?

Bańki przykładają się do skóry, a następnie za pomocą pompki wytwarza się podciśnienie wewnątrz bańki. Podciśnienie powoduje delikatne uniesienie tkanek, co rozszerza naczynia krwionośne, poprawia mikrokrażenie i wspiera dotlenienie tkanek. Efektem jest rozluźnienie napiętych mięśni, uczucie odprężenia oraz wsparcie naturalnych procesów regeneracyjnych organizmu. Bańki mogą być stosowane zarówno w celach terapeutycznych (napięcia mięśniowe, wsparcie przy infekcjach), jak i kosmetycznych (poprawa elastyczności skóry).

#### Instrukcja użytkowania

1. Upewnij się, że pomieszczenie jest ciepłe i przewietrzone.
2. Oczyszcz i natłuść skórę (np. oliwką).
3. Wybierz odpowiedni rozmiar bańki i przyłóż ją do skóry.
4. Użyj pompki, aby wytworzyć próżnię – wystarczy kilka pociągnięć.
5. Pozostaw bańki na skórze przez 15–20 minut. Pacjenta nakryj ręcznikiem lub kocem.
6. Po zakończeniu zabiegu zdejmij bańki i pozwól ciału odpocząć.
7. Po użyciu umyj bańki ciepłą wodą z łagodnym detergentem i dokładnie osusz.

**Przeciwwskazania:** Bańki próżniowe nie powinny być stosowane na uszkodzoną skórę (rany, zadrapania, oparzenia), u osób z zaburzeniami krzepnięcia krwi, w przypadku gorączki powyżej 38,5°C, u dzieci bez konsultacji z lekarzem oraz w okolicach serca, szyi i kręgosłupa szyjnego bez nadzoru specjalisty. W przypadku problemów z sercem, nadciśnieniem lub jakichkolwiek wątpliwości przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą.



## Korzyści dla użytkownika

- **Bezpieczna terapia bez ognia** – brak ryzyka oparzeń, wygodne użytkowanie w domu i gabinecie.
- **Pełna kontrola nad zabiegiem** – pompka z wężykiem pozwala precyzyjnie regulować poziom podciśnienia.
- **Wszechstronność zastosowania** – 5 rozmiarów baniek umożliwia pracę zarówno na dużych partiach ciała (plecy, uda), jak i mniejszych obszarach.
- **Zastosowanie terapeutyczne i kosmetyczne** – wsparcie przy napięciach mięśniowych, przeciążeniu ciała, infekcjach oraz poprawa wyglądu skóry.
- **Gotowy do użycia od razu** – kompletny zestaw z instrukcją w języku polskim, bez potrzeby dokupowania akcesoriów.
- **Trwałe wykonanie** – zapewnia długą żywotność i komfort wielokrotnego użytkowania.

## Specyfikacja techniczna

- **Zestaw zawiera:**
  - 12 szt. baniek próżniowych
  - pompkę próżniową
  - końcówki magnetyczne (6 sztuk)
  - wężyk o długości 65 cm
  - instrukcję obsługi w języku polskim
- **Średnica wewnętrzna baniek:**
  - 7 cm (2 szt.)
  - 6 cm (2 szt.)
  - 5,2 cm (2 szt.)
  - 4,5 cm (2 szt.)
  - 3 cm (2 szt.)

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą**

Producent: Acus Med Sp. z o.o. | Dystrybutor: Acus Med Sp. z o.o. | Podmiot prowadzący reklamę: 5e Michał Klupsz

