

Link do produktu: <https://5elementum.eu/acus-med-banki-prozniowe-bezogniowe-z-pompka-zestaw-24-szt-p-183.html>



Acus Med Bańki próżniowe bezogniowe z pompką | Zestaw 24 szt.

Cena	94,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5905123601682

Opis produktu

Bańki próżniowe bezogniowe Acus Med z pompką – zestaw 24 szt.

Zestaw baniek próżniowych Acus Med to kompletne rozwiązanie do terapii podciśnieniowej bez użycia ognia – bezpieczne, wygodne i gotowe do użycia zarówno w domu, jak i w gabinecie. Dzięki dołączonej pompce z wężykiem samodzielnie kontrolujesz intensywność zabiegu, dopasowując go do własnych potrzeb i wrażliwości skóry.

Co zawiera zestaw?

- 24 bańki próżniowe w różnych rozmiarach i kształtach
- Pompka do wytwarzania podciśnienia
- Wążek do pompki (długość: 65 cm)
- 12 końcówek magnetycznych
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Jak działa terapia bańkami próżniowymi?

Działanie baniek opiera się na wytwarzaniu podciśnienia pod powierzchnią skóry. Pompka odsysa powietrze z wnętrza bańki, co powoduje delikatne uniesienie tkanek, rozszerzenie naczyń krwionośnych i poprawę lokalnego przepływu krwi. Efekt ten wspomaga naturalne procesy regeneracyjne organizmu oraz może korzystnie wpływać na napięcie mięśniowe i kondycję skóry.

Terapia bańkami jest stosowana pomocniczo przy dolegliwościach mięśniowych, napięciach, a także w zabiegach kosmetycznych ukierunkowanych na poprawę elastyczności i wyglądu skóry.

Instrukcja użytkowania

1. Upewnij się, że pomieszczenie jest ciepłe i przewietrzone.
2. Oczyszcz skórę i natłuszcz ją np. oliwką.
3. Wybierz odpowiedni rozmiar bańki i przyłóż ją do skóry.
4. Podłącz pompkę przez wężyk i wykonaj kilka pociągnięć, aby wytworzyć podciśnienie.
5. Pozostaw bańki na skórze przez 15–20 minut. Nakryj ciało ręcznikiem lub kocem.
6. Po zakończeniu zabiegu zdejmij bańki i pozwól ciału odpocząć.
7. Umyj bańki ciepłą wodą z łagodnym detergentem i dokładnie osusz.

Przeciwwskazania: Nie stosować na uszkodzoną skórę (rany, oparzenia, zadrapania), u osób z zaburzeniami krzepnięcia krwi, przy gorączce nie wiadomego pochodzenia, w okolicach serca, szyi i kręgosłupa szyjnego bez nadzoru specjalisty oraz u dzieci bez konsultacji z lekarzem. W przypadku nadciśnienia lub jakichkolwiek wątpliwości przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą.



Korzyści dla użytkownika

- **Bezpieczeństwo bez ognia** – terapia podciśnieniowa bez ryzyka związanego z tradycyjnymi bańkami ogniowymi.
- **Pełna kontrola intensywności** – pompa pozwala precyzyjnie regulować poziom podciśnienia.
- **Wszechstronność zastosowania** – różne rozmiary i kształty baniek (w tym kształt U) umożliwiają pracę z różnymi partiami ciała.
- **Dodatkowa stymulacja** – końcówki magnetyczne rozszerzają możliwości terapeutyczne zestawu.
- **Gotowy do użycia od razu** – polska instrukcja obsługi ułatwia bezpieczne rozpoczęcie terapii nawet bez wcześniejszego doświadczenia.
- **Do użytku domowego i gabinetowego** – sprawdzi się zarówno w codziennej pielęgnacji, jak i w profesjonalnych zabiegach.

Specyfikacja techniczna

- **W zestawie:**
 - 24 sztuki baniek próżniowych w różnych rozmiarach,
 - pompa,
 - wężyk do pompy,
 - 12 końcówek magnetycznych,
 - instrukcja obsługi w j. polskim.
- **Średnice zewnętrzne baniek:**
 - 7 cm (4 szt.)
 - 6 cm (4 szt.)
 - 5,2 cm (4 szt.)
 - 5,2 cm (2 szt.) – w kształcie U
 - 4,5 cm (4 szt.)
 - 4,5 cm (2 szt.) – w kształcie U
 - 3,5 cm (2 szt.)
 - 3 cm (2 szt.)
- **Długość wężyka:** 65 cm

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Producent: Acus Med Sp. z o.o. | Dystrybutor: Acus Med Sp. z o.o. | Podmiot prowadzący reklamę: 5e Michał Klupsz

