

Link do produktu: <https://Selementum.eu/acus-med-elektryczna-banka-chinska-do-masażu-antycellulitowego-p-175.html>



Acus Med Elektryczna bańka chińska do masażu antycellulitowego

Cena	99,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5905123603167

Opis produktu

Elektryczna bańka chińska Acus Med – masaż próżniowy z funkcją podgrzewania

Elektryczna bańka chińska Acus Med to bezprzewodowe urządzenie do masażu próżniowego, które łączy tradycję bańkowania z nowoczesną technologią. Automatyczne zasysanie, regulowane ciśnienie, funkcja podgrzewania oraz terapia światłem czerwonym – wszystko w kompaktowym, ergonomicznym urządzeniu o wadze zaledwie 235 g. Sprawdzi się zarówno w codziennej pielęgnacji domowej, jak i w salonach kosmetycznych oraz ośrodkach SPA.

Co zawiera zestaw

- Elektryczna bańka chińska Acus Med
- Kabel ładujący
- Instrukcja obsługi

Jak działa elektryczna bańka Acus Med

Urządzenie działa na zasadzie masażu próżniowego – automatycznie zasysa się na skórze, tworząc podciśnienie, które bodźcuje tkankę podskórną. Masaż wykonuje się płynnymi ruchami w kierunku serca, zaczynając od najniższego poziomu zasysania i stopniowo zwiększając intensywność.

Bańkę wzbogacono o trzy dodatkowe mechanizmy działania:

- **Podgrzewanie** – regulowana temperatura w zakresie 36–45°C wspomaga rozluźnienie tkanek podczas zabiegu.
- **Terapia światłem czerwonym** – może wspierać odpężenie i poprawę krążenia powierzchniowego.
- **8 zintegrowanych kamieni magnetycznych** – emitują jony ujemne podczas masażu.

Obsługę urządzenia steruje dotykowy panel z czytelnym wyświetlaczem. Ergonomiczny, opływowy kształt i silikonowa wstawka zapewniają pewny chwyt i komfort pracy.

Instrukcja użytkowania:

1. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi.
2. Nałóż olejek lub oliwkę na skórę, aby zapewnić odpowiedni poślizg.
3. Przyłóż bańkę do skóry i delikatnie przesuwaj w kierunku serca – od dołu ku górze.
4. Zalecane obszary: uda, pośladki, brzuch, ramiona.
5. Zaczynj od najniższego poziomu zasysania i stopniowo dostosowuj intensywność do własnych potrzeb.

Ważne wskazówki dotyczące użytkowania:



- Jeśli używasz olejków eterycznych, wymieniaj bawełniany filtr po każdym użyciu – chroni on pompę powietrza przed przedostaniem się cieczy.
- Podczas ładowania nie używaj adaptera do szybkiego ładowania – zbyt wysokie natężenie prądu może uszkodzić elektronikę urządzenia.

Przeciwwskazania - nie stosować w przypadku:

- wszczepionych medycznych urządzeń elektrycznych (np. rozrusznik serca),
- ciąży lub miesiączki,
- żylaków,
- uszkodzonej, podrażnionej lub wrażliwej skóry,
- ran otwartych,
- problemów z krzepliwością krwi,
- chorób zakaźnych,
- nadciśnienia i wysokiej gorączki,
- ostrego złamania, zapalenia lub owrzodzenia,
- skłonności do krwawień i skurczy,
- upojenia alkoholowego,
- uczulenia na światło czerwone.

Przed rozpoczęciem terapii zaleca się konsultację z lekarzem lub specjalistą.

Korzyści dla użytkownika

- **Wsparcie mikrokrążenia i odprowadzania limfy** – regularne stosowanie może być wartościowe w profilaktyce obrzęków i uczucia ciężkości nóg.
- **Poprawa kondycji i napięcia skóry** – poprzez bodźcowanie tkanki podskórnej.
- **Redukcja uczucia napięcia mięśni** – szczególnie w okolicach ud, pośladków, brzucha i ramion.
- **Relaksacja i komfort** – ciepło oraz światło czerwone wspierają odprężenie i regenerację tkanek powierzchniowych.
- **Wygoda użytkowania** – lekka, bezprzewodowa konstrukcja sprawdzi się w domu, salonie kosmetycznym, SPA i w podróży.
- **Łatwa konserwacja** – do czyszczenia wystarczy wilgotna ściereczka z delikatnym środkiem czyszczącym.

Specyfikacja techniczna

- **W zestawie:** elektryczna bańka chińska, kabel ładujący, instrukcja
- **Rozmiar:** 80 x 75 mm
- **Waga:** 235 g
- **Napięcie znamionowe:** 3,7 V
- **Prąd roboczy:** 2 A
- **Moc:** 4 W
- **Temperatura światła czerwonego:** 36–45°C
- **Pojemność akumulatora:** 220 mAh

