

Link do produktu: <https://Selementum.eu/acus-med-elektryczna-banka-chinska-do-masazu-antycellulitowego-standard-p-176.html>



Acus Med Elektryczna bańka chińska do masażu antycellulitowego | Standard

Cena	89,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5905123602948

Opis produktu

Elektryczna bańka chińska Acus Med Standard z terapią światłem czerwonym

Elektryczna bańka chińska Standard marki Acus Med to nowoczesne urządzenie do masażu próżniowego, które łączy tradycję medycyny chińskiej z technologią terapii światłem czerwonym i ciepłem. Trzy działania w jednym: regulowane ssanie (12 poziomów), podgrzewanie (12 stopni) oraz terapia światłem czerwonym sprawiają, że masaż jest skuteczniejszy, wygodniejszy i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Czytelny wyświetlacz LCD i ergonomiczny kształt ułatwiają obsługę – zarówno w gabinecie, jak i w domu.

Co zawiera zestaw

- Elektryczna bańka chińska Standard (Acus Med)
- Kabel do ładowania USB typu C
- 3 wymienne filtry bawełniane
- Instrukcja obsługi

Dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych: niebieskim i czarnym.

Jak działa elektryczna bańka chińska – mechanizm działania i instrukcja użytkowania

Urządzenie działa na zasadzie kontrolowanego podciśnienia, które unosi i rozluźnia tkanki skóry oraz mięśni. Jednocześnie emitowane światło czerwone stymuluje komórki skóry, a regulowane ciepło wspomaga relaksację i procesy regeneracyjne.

Jak wykonać masaż:

1. Nałóż olejek, oliwkę lub mus do masażu na masowaną partię ciała – tłusty produkt zapewni odpowiedni poślizg bańki po skórze.
2. Włącz urządzenie, przyłóż przezroczystą część do skóry i uruchom ssanie.
3. Przesuwaj bańkę w kierunku serca (od dołu ku górze). Nie powtarzaj ruchów w tym samym miejscu.
4. Naciśnij przycisk wyłączający ssanie, gdy chcesz przejść do kolejnej partii ciała.
5. Nie używaj bańki w okolicach klatki piersiowej, twarzy i szyi.

Czyszczenie: Po każdym użyciu przetrzyj urządzenie wilgotną ściereczką z dodatkiem delikatnego środka dezynfekującego. Nie używaj mocnych detergentów, nie mocz ani nie płucz urządzenia pod bieżącą wodą.

Ważne uwagi:



- Jeśli używasz olejków eterycznych, wymieniaj bawełniany filtr po każdym użyciu – filtr chroni pompę powietrza przed przedostaniem się cieczy.
- Podczas ładowania nie używaj adapterów do szybkiego ładowania – zbyt wysokie natężenie prądu może uszkodzić elektronikę urządzenia.

Korzyści dla użytkownika

Terapia światłem czerwonym:

- Stymuluje i pobudza komórki skóry
- Wspomaga regenerację i poprawia wygląd skóry
- Ujednolica koloryt i redukuje drobne zmarszczki
- Wspiera krążenie krwi i limfy
- Wzmacnia struktury kolagenowe skóry

Terapia ciepłem:

- Zmniejsza uczucie dyskomfortu podczas masażu
- Odpęcza i relaksuje mięśnie
- Wspomaga procesy regeneracyjne
- Pomaga w eliminacji toksyn z organizmu
- Zwiększa przyswajalność składników odżywczych przez skórę
- Łagodzi napięcie i stres nagromadzony w mięśniach

Regulowane ssanie:

- Pozwala dopasować intensywność masażu do własnych potrzeb i wrażliwości skóry
- Wygładza i ujędźnia skórę
- Zmniejsza widoczność cellulitu
- Łagodzi obrzęki
- Stymuluje naturalne procesy odnowy skóry
- W połączeniu z olejkami zapewnia kompleksową pielęgnację

Urządzenie sprawdzi się zarówno w gabinetach masażu, salonach kosmetycznych, gabinetach fizjoterapeutycznych i SPA, jak i do codziennego użytku domowego.

Przeciwwskazania - nie stosować w przypadku:

- wysokiej gorączki,
- wszczepionych medycznych urządzeń elektrycznych (np. rozrusznik serca),
- ciąży i miesiączki,
- żylaków,
- uszkodzonej lub podrażnionej skóry,
- chorób zakaźnych,
- skóry wrażliwej,
- ostrego złamania, zapalenia lub owrzodzenia,
- skłonności do krwawień i skurczy,
- uczulenia na światło czerwone.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów podczas użytkowania należy natychmiast przerwać terapię i skonsultować się z lekarzem lub specjalistą.

Specyfikacja techniczna

- **Marka:** Acus Med
- **Napięcie:** 5V
- **Moc:** 5W
- **Pojemność baterii:** 1200 mAh
- **Niskie ogrzewanie:** 38-40°C
- **Średnie ogrzewanie:** 42-45°C
- **Wysokie ogrzewanie:** 48-50°C
- **Dostępne kolory:** niebieski, czarny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny , Niebieski

