

Link do produktu: <https://5elementum.eu/acus-med-elektryczna-banka-chinska-do-masażu-antycellulitowego-ucute-biała-p-177.html>



Acus Med Elektryczna bańka chińska do masażu antycellulitowego uCute | Biała

Cena	129,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5905123601941

Opis produktu

Elektryczna bańka chińska Acus Med uCute – masaż próżniowy z podgrzewaniem

Acus Med uCute to elektryczna bańka chińska łącząca masaż próżniowy, terapię światłem czerwonym i funkcję podgrzewania w jednym, kompaktowym urządzeniu. Zaprojektowana z myślą o domowej pielęgnacji ciała – wspiera komfort mięśniowy, ułatwia relaksację i może wspomagać pielęgnację skóry. Prosta obsługa, cicha praca i wydajna bateria sprawiają, że sprawdzi się zarówno w codziennej rutynie, jak i podczas podróży.

Co zawiera zestaw

Zestaw zawiera elektryczną bańkę chińską Acus Med uCute wraz z instrukcją obsługi. Urządzenie wyposażone jest w czytelny panel sterowania, wbudowany akumulator 2200 mAh oraz bawełniany filtr zabezpieczający pompę powietrza.

Jak działa elektryczna bańka uCute – instrukcja użytkowania

Urządzenie działa na zasadzie masażu próżniowego – mechanicznie zasysając skórę, jednocześnie działając ciepłem i światłem czerwonym. Zabieg jest prosty i zbliżony do tradycyjnego masażu bańką.

1. Przed masażem nałóż olejek, oliwkę lub mus do masażu na masowaną partię ciała – zapewni to odpowiedni poślizg urządzenia po skórze.
2. Włącz urządzenie, ustaw wybrany poziom zasysania i podgrzewania, a następnie przyłóż bańkę do skóry.
3. Gdy poczujesz uczucie zasysania, przesuwaj urządzenie ruchem ku górze – zawsze od dołu w kierunku serca. Nie powtarzaj ruchów w tym samym miejscu.
4. Masuj wybrane partie ciała zgodnie z potrzebami.
5. Podczas odsysania bańki od skóry przytrzymaj skórę i delikatnie „odklejaj” urządzenie. Gwałtowne oderwanie może wywołać podrażnienie lub siniak.

Ważne wskazówki:

- Nie używaj urządzenia w okolicy twarzy, szyi ani klatki piersiowej.
- Jeśli stosujesz olejki eteryczne, wymieniaj bawełniany filtr po każdym użyciu – chroni on pompę powietrza przed przedostaniem się cieczy.
- Podczas ładowania nie używaj adaptera do szybkiego ładowania – zbyt wysokie natężenie prądu może uszkodzić płytę elektryczną urządzenia.

Przeciwwskazania: Urządzenia nie zaleca się stosować w przypadku wysokiej temperatury ciała, żylaków, wszczepionych medycznych urządzeń elektrycznych (np. rozrusznika serca), ciąży i miesiączki, skóry wrażliwej, podrażnień i chorób skórnych, chorób zakaźnych, skłonności do krwawień lub skurczy oraz uczulenia na światło czerwone. W razie wątpliwości skonsultuj się



z lekarzem lub specjalistą.

Korzyści dla użytkownika

- **Indywidualne dopasowanie zabiegu** – 5 poziomów intensywności masażu próżniowego i 3 zakresy podgrzewania (38°C, 41°C, 44°C) pozwalają dostosować sesję do własnych potrzeb i wrażliwości skóry.
- **Wsparcie relaksacji i komfortu mięśniowego** – ciepło może sprzyjać rozluźnieniu tkanek, co czyni urządzenie przydatnym po wysiłku fizycznym lub długotrwałym siedzeniu.
- **Pielęgnacja skóry w domu** – terapia światłem czerwonym jest wykorzystywana w kosmetologii w celu wspomagania regeneracji skóry i poprawy jej kolorytu.
- **Wygoda i bezpieczeństwo użytkowania** – inteligentny czasomierz (10 minut) z funkcją automatycznego wyłączania zapewnia kontrolę nad czasem zabiegu.
- **Mobilność i dyskrecja** – kompaktowe wymiary, cicha praca (poniżej 65 dB) i wydajna bateria 2200 mAh umożliwiają korzystanie z urządzenia w domu i w podróży.
- **Dodatkowe wsparcie dzięki 8 wbudowanym magnesom** – uzupełniają działanie urządzenia podczas zabiegu.

Specyfikacja techniczna

Długość	10 cm
Szerokość	8,5 cm
Wysokość	6 cm
Napięcie	3.7 V
Moc znamionowa	4.4 V
Hałas	
Niskie ogrzewanie	38°C±3°C/100.4°F±5.4°F
Średnie ogrzewanie	41°C±3°C/105.8°F±5.4°F
Wysokie ogrzewanie	44°C±3°C/111.2°F±5.4°F
Inteligentny czasomierz	10 min
Pojemność akumulatora	2200 mAh
Gwarancja	12 miesięcy

