

Link do produktu: <https://Selementum.eu/acus-med-elektryczna-banka-chinska-do-masażu-antycellulitowego-ucute-rozowa-p-178.html>



Acus Med Elektryczna bańka chińska do masażu antycellulitowego uCute | Różowa

Cena	129,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5905123606373

Opis produktu

Elektryczna bańka do masażu Acus Med uCute – masaż próżniowy z podgrzewaniem

Elektryczna bańka uCute marki Acus Med to kompaktowe urządzenie do masażu podciśnieniowego, które łączy tradycyjną metodę bańkowania z nowoczesnymi funkcjami: regulowanym podgrzewaniem i światłem czerwonym. Dzięki bezprzewodowej konstrukcji i ergonomicznej formie sprawdzi się zarówno w codziennej pielęgnacji domowej, jak i w gabinecie masażu czy fizjoterapii.

Co zawiera zestaw

- Elektryczna bańka do masażu Acus Med uCute
- Kabel do ładowania USB
- Bawełniany filtr (wymienny)
- Instrukcja obsługi

Najważniejsze cechy urządzenia

- **5-stopniowa regulacja siły ssania** – dopasowanie intensywności masażu do różnych partii ciała i indywidualnej wrażliwości skóry
- **3 poziomy podgrzewania:** 38°C, 41°C i 44°C (±3°C) – ciepło wspomaga rozluźnienie napiętych mięśni i komfort zabiegu
- **Funkcja czerwonego światła** – stosowana jako uzupełnienie zabiegów pielęgnacyjnych wspierających regenerację skóry
- **8 wbudowanych magnesów energetycznych** – mogą wspierać naturalne procesy regeneracyjne organizmu
- **Inteligentny czasomierz** – automatyczne wyłączenie po 10 minutach dla bezpiecznego użytkowania
- **Akumulator 2200 mAh** – bezprzewodowe działanie bez konieczności podłączania do zasilania podczas zabiegu
- **Kompaktowe wymiary 10 × 8,5 × 6 cm** – urządzenie mieści się w dłoni, łatwe do transportu i przechowywania
- **Estetyczny różowy design** – ergonomiczna forma przyjazna w codziennym użytkowaniu

Jak działa bańka elektryczna uCute – instrukcja użytkowania

Bańka elektryczna uCute działa na zasadzie masażu podciśnieniowego: wbudowana pompa wytwarza podciśnienie, które unosi tkanki skóry i mięśni, stymulując lokalny przepływ krwi i limfy. Funkcja podgrzewania i czerwonego światła stanowią uzupełnienie zabiegu, zwiększając komfort i wspierając efekty pielęgnacyjne.

Przebieg zabiegu krok po kroku:

1. Nałóż na skórę warstwę olejku lub balsamu, aby ułatwić przesuwanie bańki po ciele.



2. Włącz urządzenie i wybierz odpowiedni poziom intensywności ssania oraz podgrzewania.
3. Przyłóż bańkę do skóry – po zassaniu przesuwaj ją powoli wzdłuż mięśni lub w kierunku serca.
4. Zabieg trwa zwykle około 10 minut – urządzenie wyłączy się automatycznie po tym czasie.
5. Po zakończeniu ostrożnie odłącz bańkę od skóry, nie odrywając jej gwałtownie.

Ważne wskazówki:

- Nie używaj bańki w okolicy twarzy, szyi i klatki piersiowej.
- Jeśli stosujesz olejki eteryczne, wymieniaj bawełniany filtr po każdym użyciu – chroni on pompę powietrza przed przedostaniem się cieczy.
- Brak zasysania oznacza uszkodzenie pompy powietrza.
- Podczas ładowania nie używaj adaptera do szybkiego ładowania – zbyt wysokie natężenie prądu może uszkodzić elektronikę urządzenia.

Przeciwwskazania - nie stosuj urządzenia w przypadku:

- wysokiej temperatury ciała,
- żylaków,
- wszczepionych medycznych urządzeń elektrycznych (np. rozrusznik serca),
- ciąży i miesiączki,
- skóry wrażliwej, podrażnionej lub ze zmianami skórnymi,
- chorób zakaźnych,
- skłonności do krwawień lub skurczy,
- uczulenia na czerwone światło.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub specjalistą przed rozpoczęciem stosowania.

Korzyści dla użytkownika

- **Wsparcie regeneracji po wysiłku** – masaż podciśnieniowy może łagodzić uczucie napięcia i dyskomfortu mięśniowego po treningu
- **Poprawa kondycji skóry** – regularne stosowanie może wspierać jej jędrność i elastyczność oraz ułatwiać wchłanianie olejków i kremów pielęgnacyjnych
- **Wsparcie mikrokrążenia i przepływu limfy** – działanie podciśnieniowe stymuluje lokalny przepływ krwi i limfy
- **Wygoda użytkowania w domu i w podróży** – bezprzewodowe działanie, kompaktowy rozmiar i automatyczny wyłącznik zapewniają komfort i bezpieczeństwo zabiegu w dowolnym miejscu
- **Indywidualne dopasowanie zabiegu** – 5 poziomów ssania i 3 poziomy temperatury pozwalają dostosować parametry do własnych potrzeb i wrażliwości

Specyfikacja techniczna

Długość	10 cm
Szerokość	8,5 cm
Wysokość	6 cm
Napięcie	3.7 V
Moc znamionowa	4.4 V
Hałas	
Niskie ogrzewanie	38°C±3°C / 100.4°F±5.4°F
Średnie ogrzewanie	41°C±3°C / 105.8°F±5.4°F
Wysokie ogrzewanie	44°C±3°C / 111.2°F±5.4°F
Inteligentny czasomierz	10 min
Pojemność akumulatora	2200 mAh
Gwarancja	12 miesięcy

