

Link do produktu: <https://5elementum.eu/dluga-akumata-polska-mata-do-akupresury-z-poduszka-czarno-mietowa-p-89.html>



Długa Akumata – polska mata do akupresury z poduszką – czarno-miętowa

Cena	99,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5905123600838

Opis produktu

Mata do akupresury Akumata długa z poduszką – polski wyrób medyczny

Długa mata do akupresury Akumata z poduszką to kompletny zestaw do domowej relaksacji i regeneracji, zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce. Dzięki dużej powierzchni roboczej (110 × 43 cm) i aż 13 230 precyzyjnie rozmieszczonym punktom akupresurowym, zestaw jednocześnie oddziałuje na plecy, pośladki i uda, a dołączona poduszka umożliwia masaż karku i szyi. To praktyczne rozwiązanie dla każdego, kto szuka naturalnej metody łagodzenia napięcia mięśniowego i codziennego stresu.

Co zawiera zestaw?

- Długa mata do akupresury Akumata (110 × 43 cm)
- Poduszka akupresurowa z kolcami (37 × 15 cm)
- Praktyczny pokrowiec do przechowywania i transportu

Jak działa mata do akupresury? Instrukcja użytkowania

Mata działa na zasadzie akupresury – gęsto rozmieszczone hipoalergiczne kolce z tworzywa HIPS wywierają równomierny ucisk na skórę i tkanki powierzchowne, stymulując krążenie krwi i wspierając rozluźnienie napiętych mięśni. Poduszka akupresurowa uzupełnia działanie maty, umożliwiając jednocześnie masaż karku, szyi lub lędźwi.

1. Rozłóż matę na płaskiej powierzchni – podłodze, łóżku lub kanapie.
2. Połóż się powoli, równomiernie rozkładając ciężar ciała.
3. Początkujący mogą rozpocząć od 10–15 minut dziennie, najlepiej w cienkiej koszulce.
4. Zaawansowani użytkownicy mogą korzystać z maty 20–40 minut dziennie, bez odzieży. W trakcie korzystania z maty mogą wystąpić specyficzne odczucia, takie jak dyskomfort czy ból, zwłaszcza na początku.
5. Poduszkę można stosować pod głowę, kark lub lędźwie.
6. Podczas stosowania maty konieczne jest zabezpieczenie pieprzyków i brodawek plastrem tak, aby kolce nie naciskały na nie bezpośrednio.
7. Po użyciu przechowuj matę w suchym miejscu i czyść ręcznie wilgotną ściereczką.

Przeciwwskazania. Zestawu nie należy stosować w przypadku: przyjmowania leków przeciwzakrzepowych lub rozrzedzających krew, chorób serca, nowotworów, zaburzeń krzepliwości krwi, otwartych ran, uszkodzeń skóry lub oparzeń słonecznych, chorób dermatologicznych lub nadwrażliwości skóry. W przypadku ciąży, karmienia piersią lub jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem terapii akupresurowej zaleca się konsultację z lekarzem.

Korzyści dla użytkownika

Zestaw Akumata sprawdzi się szczególnie u osób, które:



- odczuwają napięcie mięśniowe w okolicy pleców, karku lub barków,
- zmagają się z przewlekłym stresem, zmęczeniem lub problemami ze snem,
- prowadzą siedzący tryb życia – pracownicy biurowi, kierowcy,
- są aktywne fizycznie i potrzebują skutecznej regeneracji po treningu,
- szukają naturalnych, domowych metod wspierających relaksację i poprawę krążenia.

Regularne stosowanie maty może wspierać redukcję napięcia mięśniowego, poprawę krążenia krwi, łagodzenie zmęczenia oraz poprawę jakości snu i ogólnego samopoczucia. Kolce o stopniu ostrości dopasowanym zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych sprawiają, że z zestawu mogą korzystać użytkownicy w każdym wieku.

Certyfikaty i wiarygodność

- Zarejestrowana jako wyrób medyczny.
- Przetestowana przez specjalistów i fizjoterapeutów.
- Zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce.
- Wykonana z bezpiecznych dla skóry materiałów: 100% bawełna, hipoalergiczne kolce HIPS, wypełnienie gąbką.

Specyfikacja techniczna

Parametry maty:

Produkcja	Polska
Szerokość	43 cm
Długość	110 cm
Grubość	2 cm
Ilość kolców na rozetce	42
Ilość rozet	315
Ilość punktów akupresurowych	13 230
Materiał	bawełna
Kolce	HIPS
Wypełnienie	gąbka

Parametry poduszki:

Szerokość	15 cm
Długość	37 cm
Grubość	10 cm
Ilość kolców na rozetce	42
Ilość rozet	45
Ilość punktów akupresurowych	1890
Materiał	bawełna
Kolce	HIPS
Wypełnienie	gąbka

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Producent: Acus Med Sp. z o.o. | Dystrybutor: Acus Med Sp. z o.o. | Podmiot prowadzący reklamę: 5e Michał Klupsz

