

Link do produktu: <https://5elementum.eu/krem-przewodzacy-do-diatermii-medisport-1000-ml-crema-conduttiva-per-diatermia-p-62.html>



Krem przewodzący do diatermii Medisport 1000 ml | Crema conduttiva per diatermia

Cena **119,90 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu

Krem przewodzący do diatermii Medisport

Krem przewodzący do diatermii Medisport to wysokiej jakości, profesjonalny krem nawilżający, bogaty w minerały, które sprzyjają jego właściwościom elektroprzewodzącym. Jest stosowany z urządzeniami do przenoszenia energii (diaterm).

Połączenie lanoliny, która nadaje odpowiednią konsystencję i oleju wazelinowego, który ułatwia przesuwanie, a także całkowity brak parafiny pozwalają na skuteczne przeprowadzanie zabiegów. Krem ten ma wysoką zdolność przewodzenia oraz gwarantuje optymalną wydajność w fazie pojemnościowej i rezystancyjnej. Sprawdza się również w trakcie masażu manualnego. Produkt dostępny jest w pojemności 1000 ml.

Krem przewodzący do diatermii Medisport - cechy:

- bogaty w minerały, które promują jego właściwości elektroprzewodzące,
- dostępny w dużym, wydajnym opakowaniu,
- zapewnia właściwą ochronę pacjenta,
- przeznaczony do profesjonalnego użytku,
- całkowity brak parafiny pozwala na przeprowadzanie zabiegu z użyciem określonego sprzętu w bezpieczny sposób,
- posiada doskonałe właściwości przewodzące dla prądów wysokiej częstotliwości,
- nie wysycha pod wpływem temperatury, dzięki czemu dłużej utrzymuje się w dobrym stanie na skórze,
- spełnia wymagania dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG.

Krem do diatermii - sposób użycia:

Nałóż warstwę kremu (o grubości co najmniej 1 mm) na powierzchnię, na której przepływa elektroda pojemnościowa i



rezystancyjna. Aby uzyskać skuteczny zabieg, nałóż dawkę produktu również na prostnicę lub elektrodę powrotną. Jeśli podczas ruchu elektrody występuje pewien opór, nałóż więcej kremu, aby ułatwić gładkość ruchów.

Środki ostrożności:

Unikać kontaktu z otwartymi ranami, błonami śluzowymi i oczami. W razie przypadkowego kontaktu, spłukać dokładnie zimną wodą. Produkt testowany klinicznie. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Składniki:

Water, mineral oil, isopropyl myristate, propylene glycol, cetyl acetate, glyceryl stearate, cetearyl alcohol, acetylated lanolin, palmitic acid, stearic acid, triethanolamine, lanolin alcohol, beeswax, phenoxyethanol, cetearth-20, acetylated lanolin alcohol, potassium sorbate, lactic acid, methylparaben, ethylparaben, fragrance. Parametry: Marka: Medisport Pojemność: 1000 ml Kod produktu: MA170

Czytaj więcej

