

Link do produktu: <https://5elementum.eu/tejpy-5e-do-biustu-nylonowe-bezowe-p-21.html>



Taśma na Biust Nylonowa (BOOB TAPE) - beżowa

Cena	35,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Tejpy 5e BOOB Nylonowe – Gładka struktura i wielokierunkowa elastyczność

Szukasz niezwykle elastycznego materiału, który nie zostawia odgnieceń i idealnie dopasowuje się do każdego ruchu ciała? **Tejpy 5e BOOB w wariancie nylonowym** to innowacyjny, certyfikowany wyrób medyczny.

Zamiast tradycyjnych włókien, zastosowaliśmy tu jedwabiące gładki i wysoce sprężysty nylon. To nowoczesne rozwiązanie dla kobiet, które oczekują mechanicznego wsparcia działającego w wielu płaszczyznach, oferującego maksymalną dyskrecję i swobodę ruchu.

Właściwości materiału - dlaczego warto wybrać nylon?

Skóra poddawana mechanicznemu wsparciu wymaga materiału, który z nią współpracuje. Zbliżenie na strukturę naszej taśmy nylonowej ukazuje, dlaczego ten materiał jest tak wyjątkowy:





Jedwabista gładkość: Nylon nie posiada szorstkiego splotu. Dzięki temu znacznie rzadziej zostawia odgniecenia na naskórku po wielogodzinnym noszeniu.


Praca w 4 kierunkach: W przeciwieństwie do bawełny, ten materiał rozciąga się zarówno na długość, jak i na szerokość, idealnie dostosowując się do ruchu tkanek.

Mechaniczna sprężystość: Nylon stawia elastyczny opór, wspomagając pracę obszaru, na który został nałożony, i świetnie absorbując naprężenia.

Wymiary i wydajność dedykowanej rolki

Wysoka sprężystość nylonu sprawia, że materiał ten jest bardzo wydajny podczas aplikacji.
W bezpiecznym opakowaniu znajdziesz profesjonalnie nawiniętą rolkę w dyskretnym, beżowym kolorze.






Parametry	Opis
Seria	TAPE BOOB (Body Contouring Series)
Kolor	Beżowy (Nude / Invisible)
Materiał	Nylon
Klej	Medyczny akryl (odporny na wilgoć i pot)
Wymiary	5 cm x 5 m (wystarcza na wiele aplikacji)

Specyfikacja BOOB Nylon - klej i elastyczność w 4D

Zaawansowany mechanicznie materiał wymaga bezpiecznego systemu przylegania.
Dopracowaliśmy tu wszystkie parametry techniczne:





Hipoalergiczny klej: Bezpieczne, akrylowe spoiwo niezawierające lateksu, stworzone z myślą o bardzo delikatnej skórze.

Linie faliste: Wzór nałożenia kleju wspiera mechaniczne unoszenie naskórka, odciążając tkanki.

Materiał z nylonu: Gwarantuje najwyższą gładkość i estetykę aplikacji.

Wielokierunkowa elastyczność: Taśma rozciąga się we wszystkich kierunkach, co pozwala uniknąć uczucia sztywności i ciągnięcia.

Precyzyjne docinanie sprężystego materiału



linie ułatwiające cięcie
odpowienich kształtów



Nylon, z uwagi na swoją charakterystyczną elastyczność, wymaga precyzji podczas cięcia. Na papierze podkładowym umieściliśmy praktyczną siatkę z logo 5e, która znacznie ułatwia to zadanie.

Wyraźne **linie ułatwiające cięcie** pomogą Ci idealnie odmierzyć symetryczne pasy, zachowując równe krawędzie i estetyczny wygląd każdej aplikacji.

Certyfikaty:



Conformité Européenne - Certyfikaty zgodności CE

Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych - Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I

TÜV SÜD - Potwierdzenie bezpieczeństwa technicznego wyrobów





Czytaj więcej

Informacje szczegółowe o użytkowaniu produktu

Przewidziane Zastosowanie:

Taśmy kinezylogiczne to wyrób medyczny przeznaczony do wspomagania układu ruchu i naturalnych procesów regeneracyjnych poprzez mechaniczne działanie na tkanki. Stosuje się je wspomagająco w przypadku:

- łagodzenia dolegliwości bólowych narządu ruchu,
- redukcji obrzęków i zastoju limfatycznego,
- stabilizacji stawów (m.in. po urazach, naciśnięciach i skręceniach),
- łagodzenia objawów towarzyszących chorobom zwyrodnieniowym oraz dysfunkcjom układu krwionośnego i limfatycznego.

Zalety metody kinesiotapingu:

- szerokie i wielorakie zastosowanie wspomagające układ mięśniowo-szkieletowy,
- działanie oparte na właściwościach mechanicznych – metoda wolna od substancji farmakologicznych (nie obciąża układu pokarmowego),
- wspiera naturalne procesy regeneracyjne organizmu po urazach,
- może przyczynić się do zwiększenia zakresu ruchu w stawie,
- zapobieganie przeciwnom i wsparcie w profilaktyce kontuzji,
- możliwość stosowania u dorosłych oraz u dzieci (wyłącznie po instruktażu specjalisty),
- możliwość samodzielnej aplikacji w warunkach domowych (zalecane po uprzedniej konsultacji z fizjoterapeutą),
- długi okres użytkowania (pojedyncza aplikacja może utrzymywać się na skórze przez kilka dni).

Przeciwwskazania:

Wyrobu bezwzględnie nie należy stosować na otwarte rany, zdrapania, pęcherze, oparzenia słoneczne, skórę objętą aktywną infekcją, stanem zapalnym lub owrzodzeniem. Nie stosować przy stwierdzonej zakrzepicy żył głębokich oraz w przypadku znanej nadwrażliwości / alergii na klej poliakrylowy.



Ostrzeżenia i środki ostrożności:

W przypadku wystąpienia w miejscu aplikacji silnego zaczerwienienia, pieczenia, uporczywego łupieżu lub pęcherzy (odczyny alergiczne lub mechaniczne uszkodzenie skóry), należy natychmiast usunąć taśmę i przemyć skórę. Jeżeli objawy nie ustąpią, skonsultuj się z lekarzem. Próba ponownego użycia tej samej taśmy po jej odklejeniu jest nieskuteczna (utrata właściwości adhezyjnych kleju) i stwarza ryzyko infekcji.

Zgłaszanie incydentów:

Każdy poważny incydent, jaki wystąpi w związku z niniejszym wyrobem, należy zgłosić Producentowi, Dystrybutorowi (SE) oraz właściwemu organowi nadzorcemu. W Polsce jest to Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Instrukcja użytkowania

Aplikacja i usuwanie:

1. Przygotowanie: Skóra przed aplikacją musi być czysta, odświeżona (np. przemyta alkoholem) i całkowicie sucha. Głębokie owłosienie należy usunąć, aby zapewnić trwałość aplikacji i zminimalizować ból przy ściąganiu plastra.
2. Aplikacja: Odmierz odpowiednią długość taśmy i zaokrąglij jej rogi (zapobiega to strzępieniu się krawędzi). Końce taśmy (tzw. bazy, około 3-5 cm) zawsze naklejaj bez żadnego nacięcia (0%). Nacięcie czyszczy rodkowej dostosuj do rodzaju urazu. Laikom zaleca się wykonanie pierwszej aplikacji pod okiem specjalisty.
3. Aktywacja: Po nałożeniu potrzyj energicznie powierzchnię taśmy dłońmi, aby wytworzone ciepło aktywowało hipoalergiczny klej akrylowy. Unikaj kontaktu taśmy z wodą przez 1 godzinę od aplikacji.
4. Zdejmowanie: Zdejmuj plaster bardzo powoli, rolując go blisko skóry w kierunku zgodnym ze wzrostem włosów. W celu ułatwienia procesu można wcześniej naszczyć taśmę oliwką kosmetyczną (na 15 minut przed demontażem). Nie zrywaj taśmy gwałtownie.

