

Link do produktu: <https://Selementum.eu/ahd-1000-medilab-plyn-do-dezynfekcji-rak-1l-p-134.html>

AHD 1000 Medilab – płyn do dezynfekcji rąk 1L

Cena	39,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5902340982112

Opis produktu

Płyn do dezynfekcji rąk i skóry AHD 1000 Medilab 1L – hipoalergiczny

AHD 1000 Medilab to profesjonalny preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz skóry, przeznaczony do stosowania wszędzie tam, gdzie kontrola zakażeń ma kluczowe znaczenie. Sprawdza się w placówkach ochrony zdrowia, gabinetach fizjoterapeutycznych, studiach tatuażu i salonach kosmetycznych. Gotowy do użycia, działa już po 15 sekundach i skutecznie eliminuje bakterie, grzyby, wirusy oraz prątki.

Co zawiera zestaw

- Płyn AHD 1000 Medilab – 1 litr, gotowy do użycia, nierozcieńczony

Jak stosować AHD 1000 Medilab

Higieniczna dezynfekcja rąk:

Na uprzednio dokładnie umyte i wytarte jednorazowym ręcznikiem ręce nanieść 3 ml preparatu. Dokładnie wcierać w skórę rąk aż do wyschnięcia (ok. 30 sekund).

Chirurgiczna dezynfekcja rąk:

Na dokładnie umyte i wytarte dłonie oraz przedramiona nanieść 5 ml preparatu i dokładnie wcierać aż do całkowitego wyschnięcia, zwracając szczególną uwagę na czubki palców i obrąbek naskórkowy paznokcia. Zabieg powinien trwać ok. 1,5 minuty. Czynność należy wykonać dwukrotnie.

Dezynfekcja skóry i pola zabiegowego:

Dezynfekowaną powierzchnię skóry dokładnie zwilżyć preparatem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

- Przed iniekcjami, pobieraniem krwi, szczepieniami, akupunkturą, zmianą opatrunków, przy zdejmowaniu szwów – odczekać minimum 15 sekund.
- Przed operacjami i punkcjami – odczekać 1 minutę; czynność wykonać dwukrotnie.
- Dezynfekcja skóry bogatej w gruczoły łojowe (np. czoło) – odczekać 10 minut.
- Przy stosowaniu aparatury elektrycznej odczekać, aż preparat całkowicie wyschnie.
- Obłożenia chirurgiczne i folie nakładać wyłącznie na całkowicie suchą skórę.

Preparat stosuje się wyłącznie nierozcieńczony.

Skuteczność biobójcza:

- **15 sekund:** działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze; skuteczny wobec gronkowca złocistego, wirusa grypy H1N1, wirusa Noro.



- **30 sekund:** prątki gruźlicy, wirusy krwiopochodne – HIV, HBV, HCV, wirus Adeno, wirus Rota.
- **60 sekund:** wirus Polio.

Korzyści dla użytkownika

- **Szybkie działanie** – preparat aktywny już po 15 sekundach, co pozwala na sprawną pracę bez przerywania procedur.
- **Szerokie spektrum biobójcze** – skuteczny wobec bakterii, grzybów, wirusów i prątków, co czyni go wszechstronnym narzędziem profilaktyki przeciwnieinfekcyjnej.
- **Łagodny dla skóry** – hipoalergiczna formuła z substancjami nawilżającymi minimalizuje ryzyko przesuszenia nawet przy wielokrotnym stosowaniu w ciągu dnia.
- **Odpowiedni dla skóry wrażliwej** – nie pozostawia drażniących substancji chemicznych, polecany osobom skłonny do reakcji alergicznych.
- **Nie utrudnia gojenia się ran** – bezpieczny do stosowania w obszarze pola zabiegowego.
- **Przyjemny w użyciu** – substancje zapachowe skutecznie niwelują intensywny zapach alkoholu.
- **Gotowy do użycia** – nie wymaga rozcieńczania ani dodatkowego przygotowania, co oszczędza czas i eliminuje ryzyko błędów dozowania.

Specyfikacja techniczna

- Pojemność: 1 litr
- Postać: płyn gotowy do użycia
- Substancja czynna: 79,9 g etanol 96%
- Substancje pomocnicze: 2-butanon, makrogloglicerolu kokosan, substancje zapachowe, kwas mlekowy, woda oczyszczona

