

Link do produktu: <https://Selementum.eu/banki-prozniowe-bezogniowe-z-pompka-w-walizce-leonidov-zestaw-17-szt-p-185.html>



Bańki próżniowe bezogniowe z pompką w walizce Leonidov | Zestaw 17 szt.

Cena	229,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	4260271841603

Opis produktu

Bańki próżniowe z pompką – zestaw 17 sztuk do masażu i terapii

Bańki próżniowe to sprawdzone narzędzie terapeutyczne, znane od wieków w tradycyjnej medycynie chińskiej. Zestaw 17 baniek bezogniowych z pompką pozwala bezpiecznie i wygodnie korzystać z dobrodziejstw tej metody – zarówno w gabinecie terapeutycznym, jak i w zaciszu własnego domu. Bańki nie wymagają kontaktu z ogniem, co czyni je bezpieczną alternatywą dla klasycznych baniek szklanych.

Co zawiera zestaw?

- 17 sztuk baniek próżniowych w 5 rozmiarach:
 - 13 sztuk – średnica 50 mm
 - 1 sztuka – średnica 45 mm
 - 1 sztuka – średnica 38 mm
 - 1 sztuka – średnica 33 mm
 - 1 sztuka – średnica 27 mm
- Plastikowa ręczna pompka
- Wąż łączący
- Walizka do przechowywania i transportu
- Ulotka w języku niemieckim

Jak stosować bańki próżniowe?

Stosowanie baniek bezogniowych jest proste i nie wymaga specjalistycznego przygotowania:

- Przewietrz pomieszczenie, a następnie ogrzej je do temperatury około 22°C.
- Natłuść skórę oliwką lub innym olejem, aby zapewnić dobre przyleganie bańki.
- Przyłóż bańkę do wybranego miejsca na ciele i za pomocą pompki oraz węża łączącego wytwórz próżnię wewnątrz bańki.
- Pozostaw bańkę na skórze przez 15–20 minut.
- Po zakończeniu zabiegu zdejmij bańki i zadbaj o odpoczynek pod przykryciem.

Różne rozmiary baniek umożliwiają precyzyjne dopasowanie do konkretnych partii ciała – mniejsze sprawdzą się w trudniej dostępnych miejscach, większe – na szerokich powierzchniach pleców czy ud.

Korzyści dla użytkownika

- **Wsparcie układu oddechowego** – bańki tradycyjnie stosowane są przy dolegliwościach górnych dróg



astmie, częstych anginach i grypie.

- **Ułga w bólu** – mogą wspomagać łagodzenie bólów kręgosłupa lędźwiowego oraz innych dolegliwości bólowych mięśni i stawów.
- **Relaks i regeneracja** – masaż bańkami pomaga rozluźnić spięte mięśnie i redukować napięcie wywołane stresem.
- **Bezpieczeństwo użytkowania** – brak ognia eliminuje ryzyko poparzeń, a zaokrąglone krawędzie baniek nie powodują skaleczeń.
- **Wygoda i mobilność** – dołączona walizka umożliwia łatwe przechowywanie i transport całego zestawu.
- **Trwałość** – bańki wykonano z wysokiej jakości materiału odpornego na pęknięcia, zapewniającego długotrwałe użytkowanie.

Specyfikacja techniczna

- Zestaw składa się z:
 - 17 sztuk baniek próżniowych:
 - 13 sztuk – średnica 50 mm
 - 1 sztuka – średnica 45 mm
 - 1 sztuka – średnica 38 mm
 - 1 sztuka – średnica 33 mm
 - 1 sztuka – średnica 27 mm
 - Plastikowej ręcznej pompki
 - Węża łączącego
 - Walizki

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Producent: Dr. Dimitre Leonidov | Dystrybutor: Acus Med Sp. z o.o. | Podmiot prowadzący reklamę: 5e Michał Klupsz

