

Link do produktu: <https://Selementum.eu/gaziki-do-dezynfekcji-i-odkazania-skory-intergos-100-szt-p-133.html>



Gaziki do dezynfekcji i odkażania skóry InterGos 100 szt.

Cena	6,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	16971680240776

Opis produktu

Gaziki odkażające InterGos nasączone 70% alkoholem izopropylowym – 100 szt.

Profesjonalne gaziki dezynfekujące marki InterGos to niezawodne rozwiązanie do szybkiej i skutecznej dezynfekcji skóry oraz małych powierzchni – zarówno w gabinecie, jak i w domu. Każdy gazik nasączony jest 70% alkoholem izopropylowym, który skutecznie usuwa drobnoustroje bez konieczności stosowania dodatkowych preparatów. Opakowanie 100 sztuk to ekonomiczny zapas na długi czas użytkowania.

Co zawiera zestaw

- 100 gazików odkażających (50 listków łączonych podwójnie)
- Każdy gazik zapakowany w osobną, sterylną saszetkę
- Rozmiar gazika po rozłożeniu: 3 x 6,5 cm
- Skład: 70% alkohol izopropylowy
- Materiał: miękka włóknina wysokiej jakości

Jak używać gazików odkażających

Stosowanie gazików jest szybkie i intuicyjne:

- Ostrożnie otwórz saszetkę i wyjmij gazik.
- Przetrzyj wybrany obszar skóry, ranę lub powierzchnię, którą chcesz zdezynfekować.
- Pozostaw miejsce do samodzielnego wyschnięcia – alkohol odparowuje szybko, umożliwiając natychmiastowe przejście do kolejnych etapów zabiegu.
- Zużyty gazik wyrzuć do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Środki ostrożności: Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na alkohol izopropylowy. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Po otwarciu saszetki gazik należy natychmiast zużyć.

Korzyści dla użytkownika

- **Gotowy do użycia w każdej chwili** – indywidualne saszetki chronią gaziki przed zanieczyszczeniem i utratą właściwości odkażających, dzięki czemu zawsze masz pod ręką świeży, skuteczny gazik.
- **Wygodny w każdych warunkach** – kompaktowe opakowanie sprawdza się zarówno w gabinecie, jak i w terenie, karetce czy domowej apteczce.
- **Bezpieczny dla skóry** – miękka włóknina nie rozrywa się podczas użycia, nie pozostawia włókien na skórze i nie powoduje podrażnień.
- **Szybkie działanie** – alkohol izopropylowy odparowuje błyskawicznie, skracając czas przygotowania do



- **Higieniczne jednorazowe użycie** – eliminuje ryzyko przenoszenia zanieczyszczeń między pacjentami lub użytkownikami.
- **Wszechstronne zastosowanie** – sprawdza się przy iniekcjach, szczepieniach, pobieraniu krwi, zmianie opatrunków, zabiegach kosmetycznych, a także do dezynfekcji narzędzi i małych powierzchni roboczych.

Specyfikacja techniczna

- Marka: Intergos
- Materiał: włóknina
- Ilość w opakowaniu: 50 listków łączonych podwójnie – razem 100 sztuk
- Rozmiar: 3 x 6,5 cm (rozłożony)
- Skład: 70% alkohol izopropylowy
- Każdy gazik pakowany jest w osobną saszetkę

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Producent: Intergos Sp. z o.o. | Dystrybutor: Acus Med Sp. z o.o. | Podmiot prowadzący reklamę: 5e Michał Klupsz

