

Link do produktu: <https://5elementum.eu/izopropanol-ipa-70-alkohol-izopropylowy-z-atomizerem-acus-med-1l-p-170.html>



Izopropanol IPA 70% | Alkohol izopropylowy z atomizerem Acus Med 1L

Cena	24,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5905123605642

Opis produktu

Alkohol izopropylowy 70% Acus Med – do czyszczenia i odtłuszczania, 1L

Alkohol izopropylowy 70% Acus Med to skuteczny preparat do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni, sprawdzający się zarówno w domu, jak i w środowiskach profesjonalnych. Szybko odparowuje i nie pozostawia smug – gotowy do użycia od razu po aplikacji.

Co zawiera zestaw

- Butelka 1L alkoholu izopropylowego 70% (IPA) w wodzie demineralizowanej
- Nieprzeźroczyste opakowanie z zakrętką i spryskiwaczem

Jak stosować alkohol izopropylowy

1. Nanieś preparat bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię lub na ręcznik/ściereczkę.
2. Przetrzyj powierzchnię lub pozostaw płyn do samoczynnego odparowania.
3. Nie stosuj na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholu.
4. Przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym miejscu.

Preparat może być stosowany również w myjkach ultradźwiękowych.

Korzyści dla użytkownika

- **Szybkie działanie** – preparat błyskawicznie odparowuje, skracając czas czyszczenia.
- **Brak smug** – powierzchnie pozostają czyste i estetyczne po każdym użyciu.
- **Wszechstronne zastosowanie** – sprawdza się w domu, gabinecie lekarskim, salonie fryzjerskim i kosmetycznym, zakładzie pracy oraz w wielu gałęziach przemysłu (chemicznym, spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym, elektromaszynowym, drzewno-papierniczym).
- **Wygodne opakowanie** – spryskiwacz umożliwia precyzyjne dozowanie bez zbędnego marnotrawstwa.
- **Duża pojemność** – 1 litr zapewnia długotrwałe użytkowanie.

Specyfikacja techniczna

- **Pojemność:** 1L
- **Skład chemiczny:** alkohol izopropylowy 70%
- **Butelka:** nieprzeźroczysta (zakrętka + spryskiwacz)

