

Link do produktu: <https://5elementum.eu/phagogel-medilab-zel-do-higienicznej-i-chirurgicznej-dezynfekcji-rak-1-l-p-152.html>



Phago'Gel Medilab – żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk 1 L

Cena	44,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5902340984833

Opis produktu

Żel do dezynfekcji rąk Phago'Gel – hipoalergiczny, bez zapachu i barwników

Phago'Gel to wodno-alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Preparat o szerokim spektrum biobójczym i wirusobójczym, stworzony z myślą o osobach ze skórą wrażliwą i alergiczną. Gotowy do użycia – bez konieczności rozcieńczania.

Co zawiera produkt

- Żel do dezynfekcji rąk Phago'Gel
- Dostępne pojemności: 500 ml, 5 l

Jak stosować żel do dezynfekcji rąk

Żel nanosić wyłącznie na suche i czyste ręce. Przez cały czas dezynfekcji skóra musi pozostawać zwilżona preparatem. Wcierać do całkowitego wyschnięcia. Nie rozcieńczać.

- **Higieniczna dezynfekcja rąk** (wg PN-EN 1500): nałożyć minimum 3 ml preparatu w zagłębienie dłoni i wcierać przez co najmniej 30 sekund.
- **Chirurgiczna dezynfekcja rąk i przedramion** (wg PN-EN 12791): nałożyć 2 × minimum 3 ml preparatu i wcierać przez co najmniej 2 × 45 sekund.

Korzyści dla użytkownika

- **Skuteczna ochrona** – szerokie spektrum biobójcze i wirusobójcze zapewnia wysoki poziom higieny zarówno w zastosowaniu codziennym, jak i chirurgicznym.
- **Bezpieczny dla skóry wrażliwej** – formuła hipoalergiczna, bez zapachu i barwników, minimalizuje ryzyko podrażnień i reakcji alergicznych.
- **Pielęgnacja podczas dezynfekcji** – zawarty w składzie glicerol i emolient chronią skórę przed przesuszeniem, nawet przy częstym stosowaniu.
- **Komfortowa aplikacja** – żelowa konsystencja ułatwia równomierne rozprowadzenie preparatu na skórze rąk i przedramion.
- **Gotowy do użycia** – nie wymaga przygotowania ani rozcieńczania, co oszczędza czas i eliminuje ryzyko błędów dozowania.

Certyfikaty i wiarygodność

- Czas dezynfekcji higienicznej określono zgodnie z metodyką **EN 1500**.



- Czas dezynfekcji chirurgicznej i działanie przedłużone określono zgodnie z metodyką **EN 12791**.

Specyfikacja techniczna

- **Postać:** żel
- **Substancja czynna:** Etanol – 720 mg/g (Nr CAS: 64-17-5, Nr WE: 200-578-6)
- **Baza:** wodno-alkoholowa
- **Zapach:** brak
- **Barwniki:** brak
- **Właściwości:** hipoalergiczny, biobójczy, wirusobójczy
- **Dostępne pojemności:** 500 ml, 5 l
- **Sposób aplikacji:** wcieranie
- **Rozcieńczanie:** nie wymagane

