

Link do produktu: <https://5elementum.eu/spray-do-dezynfekcji-skory-przed-tejpowaniem-cure-tape-pre-taping-clean-skin-200-ml-p-192.html>



Spray do dezynfekcji skóry przed tejpowaniem Cure Tape Pre-Taping Clean Skin 200 ml

Cena	77,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	8719172261141

Opis produktu

Spray do dezynfekcji skóry Cure Tape Clean Skin – lepsza przyczepność tejpów

Cure Tape Clean Skin to spray do dezynfekcji skóry na bazie alkoholu, stworzony z myślą o profesjonalnym przygotowaniu skóry przed aplikacją taśm elastycznych i kinesiotaśm. Skutecznie oczyszcza i dezynfekuje skórę, zapewniając lepsze przyleganie tejpów i wydłużając czas ich utrzymania – co bezpośrednio przekłada się na efektywność kinesiotapingu.

Co zawiera produkt

- Spray Cure Tape Clean Skin 200 ml z atomizerem

Jak używać sprayu Clean Skin

Stosowanie produktu jest szybkie i wygodne:

- Rozpyl spray w odległości ok. 10-15 cm od skóry na obszarze przeznaczonym do oczyszczenia.
- Przetrzyj spryskaną powierzchnię czystym ręcznikiem lub papierem.
- Odczekaj, aż skóra całkowicie wyschnie – dopiero wtedy naklejaj tejp. Sucha skóra zapewnia znacznie lepszą przyczepność taśmy.

Uwaga: Unikaj kontaktu preparatu z oczami, otwartymi ranami i błonami śluzowymi. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Przechowuj z dala od dzieci. W przypadku pojawienia się wysypki lub podrażnień po zastosowaniu skonsultuj się z lekarzem.

Korzyści dla użytkownika

- **Lepsza przyczepność tejpów** – oczyszczona i odtłuszczona skóra to gwarancja, że taśma utrzyma się dłużej i spełni swoją funkcję.
- **Dezynfekcja bez podrażnień** – mimo zawartości alkoholu formuła nie wywołuje podrażnień ani reakcji alergicznych i nie ma intensywnego, nieprzyjemnego zapachu.
- **Wygoda stosowania** – atomizer zapewnia precyzyjne rozpylanie bez rozprysków, co ułatwia aplikację zarówno w gabinecie, jak i w warunkach domowych czy sportowych.
- **Wydajność** – pojemność 200 ml wystarcza na wiele aplikacji, co czyni produkt ekonomicznym wyborem do codziennego użytku.
- **Profesjonalne zastosowanie** – chętnie wybierany przez fizjoterapeutów i specjalistów pracujących z kinesiotażeniem na co dzień.



Specyfikacja techniczna

- Pojemność: 200 ml
- Zawartość alkoholu: 70%
- Opakowanie: w formie sprayu
- Skład: Alcohol Denat. Sd Alcohol 3-C, Aqua, Glycerin, Panthenol, Hydrolized Jojoba Esters, Cyclohexasiloxane, Cyclopentasiloxane, PPG-15 Stearyl Ether, Parfum, Lactic Acid

